



ПЕРЕЛІК
практичних навичок
з ХІРУРГІЇ, ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ та ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ
для відпрацювання у Центрі симуляційних методів навчання

Курс	Практичні навички	Манекен
III IV V VI	Провести забір крові для біохімічного дослідження.	Учбова модель руки для ін'єкцій універсальна
	Продемонструвати методику виконання підшкірної, внутрішньом'язової ін'єкції та венепункції.	Учбова модель руки для ін'єкцій універсальна
	Підготувати систему та ввести внутрішньовенного крапельно препарат.	Учбова модель руки для ін'єкцій універсальна
	Продемонструвати методику взяття мазків з носа та зіва.	Манекен-тренажер «basic buddy»
	Провести реєстрацію ЕКГ в 12-ти відведеннях.	Електрокардіограф
	Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику накладання зігрівального компресу або мазьової пов'язки.	Учбова модель руки для ін'єкцій універсальна Манекен-тренажер «basic buddy»
	Катетеризація сечового міхура, збір сечі для загальних аналізів	Модель імітатор для катетеризації чол/жін
	Участь в реанімаційних заходах (штучне дихання, непрямий масаж серця)	Тренажер для серцево-легеневої реанімації з контролем Тренувальний автоматичний зовнішній дефібрилятор
Продемонструвати дослідження пульсу	Педіатричний тренажер з підтримки життєдіяльності	
IV V VI	Виконати фізикальне обстеження органів дихання	Аускультативний тренажер зі стетоскопом
	Виконати фізикальне обстеження органів серцево-судинної системи	Аускультативний тренажер зі стетоскопом
	Продемонструвати методику промивання шлунка	Педіатричний тренажер з підтримки життєдіяльності
V VI	Участь в реанімаційних заходах у дитини (штучне дихання, непрямий масаж серця)	Педіатричний тренажер з підтримки життєдіяльності Тренувальний автоматичний зовнішній дефібрилятор
	Виконання підшкірної, внутрішньом'язової ін'єкції та венепункції дитині.	Педіатричний тренажер з підтримки життєдіяльності
	Виконати фізикальне обстеження органів дихання дитини	Тренажер для аускультативної підлітка
	Виконати фізикальне обстеження органів серцево-судинної системи дитини	Тренажер для аускультативної підлітка